

Zungenreiniger

Angenehm gründlich

Mit dem zweiseitig anwendbaren Zungenreiniger werden bakterielle Zungenbeläge schonend gelöst und effizient entfernt.

Das speziell entwickelte weiche Gummi-Noppenfeld wirkt tiefenreinigend und ist gleichzeitig sanft zu den Zungenpapillen: Die Noppen dringen zwischen die Papillen, wodurch sich die Ansammlung von Bakterien und damit einhergehender Belag löst.

Mit Hilfe der filigranen Kanten auf der Zungenreiniger-Rückseite kann der Belag durch ziehende Bewegungen ganz einfach und schonend abgetragen werden.

Die Reinigungsanwendung bleibt dank dem extra-flachen Kopfteil selbst im hinteren Bereich der Zunge angenehm und unkompliziert.

In Kombination mit einem Zahngel kann Halitosis effizient entgegengewirkt und für ein anhaltend angenehmes Frischegefühl im Mund gesorgt werden.

Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Universitären Zentrum für Zahnmedizin Basel (UZB).



das Noppenfeld wurde gezielt für ein sanftes, tiefenreinigendes Massieren entwickelt



weiche, bewegliche Noppen lösen Bakterien und Belag zwischen den Zungenpapillen



mit den Kanten auf der Rückseite kann der gelöste Belag abgetragen werden



die Noppen an der Griffmitte verstärken den Antirutscheffekt



extra flacher Kopf für eine angenehme Reinigung



der ergonomische Griff liegt bei Verwendung beider Kopfseiten optimal in der Hand



follow us: #ebnatag

